

ISO15189活動リスト（ISO15189認定範囲一覧）

初版作成日	2023年5月1日	承認	確認	作成
改訂日	2025年6月1日			

JAB RM205 引用

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル		測定方法	SOP	変更点	日付	備考
基幹項目									
1.尿・糞便等検査									
	D 0 0 0	尿中一般物質定性半定量検査							
		尿一般検査	尿	比重	反射型屈折率測定法 陽イオン検出法	A250-08URN-T001			
				pH	pH指示薬法				
				蛋白定性	蛋白誤差法				
				グルコース	グルコースオキシダーゼ法				
				ウロビリノゲン	アゾカップリング法				
				ビリルビン	アゾカップリング法				
				ケトン体	ニトロプルシドナトリウム法				
				潜血反応	ヘモグロビン接触活性法				
				試験紙法による尿細菌検査（亜硝酸塩）	グリース法				
				試験紙法による白血球検査（白血球エステラーゼ）	白血球エステラーゼ活性法				
	D 0 0 1	尿中特殊物質定性定量検査							
		1 尿蛋白	尿		ピロガロールレッド法	A250-07CHM-T056			
		2 尿グルコース	尿		酵素法	A250-07CHM-T031			
	D 0 0 2	尿沈渣（鏡検法）							
		尿沈渣（鏡検法）	尿		鏡検法	A250-08URN-T002			
	D 0 0 3	糞便検査							
		7 糞便中ヘモグロビン	便		免疫比濁法	A250-08URN-T008			
2 血液学的検査									
	D 0 0 5	血液形態・機能検査							
		2 網赤血球数	血液		フローサイトメトリー法	A250-12HEM-T030 A250-12HEM-T031			
		3 末梢血液像（自動機械法）	血液		フローサイトメトリー法	A250-12HEM-T031 A250-12HEM-T029			
		5 末梢血液一般検査	血液	WBC	フローサイトメトリー法	A250-12HEM-T031 A250-12HEM-T028			
				RBC	シースフローDC検出法				
				Hb	SLS-ヘモグロビン法				
				H t	赤血球パルス波高値検出法				
				PLT	シースフローDC検出法、フローサイトメトリー法				
		6 末梢血液像（鏡検法）	血液		鏡検法	A250-12HEM-T004			
		9 ヘモグロビンA 1 c（H b A 1 c）	血液		HPLC法	A250-07CHM-T045			
	D 0 0 6	出血・凝固検査							
		2 プロトロンビン時間（P T）	血漿		凝固時間法	A250-12HEM-T006			
		4 フィブリノゲン定量	血漿		凝固時間法	A250-12HEM-T008			
		7 活性化部分トロンボプラスチン時間（A P T T）	血漿		凝固時間法	A250-12HEM-T007			
		1 1 フィブリン・フィブリノゲン分解産物（F D P）定量	血漿		ラテックス比濁法	A250-12HEM-T009			
		1 7 Dダイマー	血漿		ラテックス比濁法	A250-12HEM-T010			
3 生化学的検査 I									
	D 0 0 7	血液化学検査							
		1 総ビリルビン	血清、 穿刺液		酵素法	A250-07CHM-T010			

JAB RM205 引用

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル		測定方法	SOP	変更点	日付	備考
		1 直接ビリルビン	血清		酵素法	A250-07CHM-T011			
		1 総蛋白	血清、 穿刺液		ビュレット法	A250-07CHM-T001			
		1 アルブミン（BCP改良法・BCG法）	血清、 穿刺液		BCP改良法	A250-07CHM-T002			
		1 尿素窒素	血清、尿		ウレアーゼグルタミン酸脱水素酵素法	A250-07CHM-T014			
		1 クレアチニン	血清、尿		酵素法	A250-07CHM-T015			
		1 尿酸	血清、尿		ウリカーゼ・ベルオキシダーゼ法	A250-07CHM-T013			
		1 アルカリホスファターゼ（ALP）	血清		IFCC標準化対応法	A250-07CHM-T006			
		1 コリンエステラーゼ（ChE）	血清		JSCC標準化対応法	A250-07CHM-T008			
		1 γ-グルタミルトランスフェラーゼ（γ-GT）	血清		JSCC/IFCC標準化対応法	A250-07CHM-T009			
		1 中性脂肪	血清、穿刺 液		酵素比色法	A250-07CHM-T022			
		1 ナトリウム	血清、尿		イオン選択電極法希釈法	A250-07CHM-T018			
		1 クロール	血清、尿		イオン選択電極法希釈法	A250-07CHM-T020			
		1 カリウム	血清、尿		イオン選択電極法希釈法	A250-07CHM-T019			
		1 カルシウム	血清、尿		アルセナゾⅢ比色法	A250-07CHM-T016			
		1 マグネシウム	血清、尿		酵素法	A250-07CHM-T029			
		1 グルコース	血漿		ブドウ糖酸化酵素電極法	A250-07CHM-T050			
		1 グルコース	血漿、尿、 穿刺液		酵素法	A250-07CHM-T031			
		1 乳酸デヒドロゲナーゼ（LD）	血清、尿、 穿刺液		IFCC標準化対応法	A250-07CHM-T005			
		1 アミラーゼ	血清、尿、 穿刺液		JSCC標準化対応法	A250-07CHM-T030			
		1 ロイシニアミノペプチダーゼ（LAP）	血清		酵素法	A250-07CHM-T007			
		1 クレアチンキナーゼ（CK）	血清		JSCC標準化対応法	A250-07CHM-T012			
		1 鉄（Fe）	血清		Nitroso-PSAP法	A250-07CHM-T027			
		1 不飽和鉄結合能（UIBC）（比色法）	血清		Nitroso-PSAP法	A250-07CHM-T028			
		3 HDL-コレステロール	血清		直接法	A250-07CHM-T024			
		3 無機リン	血清 尿		酵素法	A250-07CHM-T017			
		3 総コレステロール	血清、 穿刺液		コレステロール酸化酵素法	A250-07CHM-T021			
		3 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ（AST）	血清		JSCC標準化対応法	A250-07CHM-T003			
		3 アラニンアミノトランスフェラーゼ（ALT）	血清		JSCC標準化対応法	A250-07CHM-T004			
		4 LDL-コレステロール	血清		直接法	A250-07CHM-T025			
		16 アンモニア	血漿		酵素法	A250-06IMM-T041			
		17 グリコアルブミン	血漿		酵素法、BCP改良法	A250-07CHM-T044			
		36 血液ガス分析	血液		電位差測定法、電流測定法、吸光度測定法、酵素電極法	A250-13ME-T001			測定者検査技師のみ
5 免疫学的検査									
	D011 免疫血液学的検査								
		1 ABO血液型、Rh（D）血液型	血液	ABO血液型（IH-1000）	ゲルカラム遠心凝集反応	A250-11BLO-T001			
				Rh(D)血液型（IH-1000）	ゲルカラム遠心凝集反応	A250-11BLO-T002			
				ABO血液型（試験管法）	赤血球凝集反応	A250-11BLO-T004			
				Rh(D)血液型（試験管法）	赤血球凝集反応	A250-11BLO-T005			
		2 Coombs試験（イ直接、ロ間接）	血液	Coombs試験（IH-1000）	ゲルカラム遠心凝集反応	A250-11BLO-T003			
				直接クームス試験（試験管法）	赤血球凝集反応	A250-11BLO-T006			

JAB RM205 引用

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル		測定方法	SOP	変更点	日付	備考
				間接クームス試験 （試験管法）	赤血球凝集反応	A250-11BLO-T007			
	D 0 1 3	肝炎ウイルス関連検査							
		3 H B s 抗原	血清	HB s 抗原	ECLIA法	A250-06IMM-T028			
		3 H B s 抗体	血清	HB s 抗体	ECLIA法	A250-06IMM-T030			
		5 H C V 抗体定性・定量	血清		ECLIA法	A250-06IMM-T029			
		6 H B c 抗体半定量	血清		CLEIA法	A250-11BLO-T066	新規	2025.10.1	
	D 0 1 4	自己抗体検査							
		2 リウマトイド因子（R F）定量	血清		ラテックス比濁法	A250-07CHM-T091			
	D 0 1 5	血漿蛋白免疫学的検査							
		1 C 反応性蛋白（C R P）	血清		ラテックス比濁法	A250-07CHM-T023			
		4 免疫グロブリン	血清	IgG	免疫比濁法	A250-07CHM-T038			
			血清	IgA	免疫比濁法	A250-07CHM-T039			
			血清	IgM	免疫比濁法	A250-07CHM-T040			
		8 C 3	血清		免疫比濁法	A250-07CHM-T041			
		8 C 4	血清		免疫比濁法	A250-07CHM-T042			
6 微生物学的検査									
	D 0 1 7	排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査							
		3 その他のもの	喀痰、尿	塗抹(一般細菌)	グラム染色	A250-10MIC-T001			
				塗抹(抗酸菌)	チール・ネルゼン染色	A250-10MIC-T005			
	D 0 1 8	細菌培養同定検査							
		1 口腔、気道又は呼吸器からの検体	喀痰、咽頭		培養同定	A250-10MIC-T002			
		2 消化管からの検体	便		培養同定	A250-10MIC-T002			
		3 血液又は穿刺液	血液、髄液、穿刺液		培養同定	A250-10MIC-T002			
		4 泌尿器又は生殖器からの検体	尿、婦人科		培養同定	A250-10MIC-T002			
		5 その他の部位からの検体	その他		培養同定	A250-10MIC-T002			
		嫌気性培養	穿刺液		培養同定	A250-10MIC-T002			
		質量分析	菌株		MALDI-TOF MS法	A250-10MIC-T002			
	D 0 1 9	細菌薬剤感受性検査							
		細菌薬剤感受性検査	喀痰、尿		微量液体希釈法	A250-10MIC-T003			
					ディスク拡散法	A250-10MIC-T004			
		4 薬剤耐性菌検出	喀痰、尿		微量液体希釈法	A250-10MIC-T003			
					ディスク拡散法	A250-10MIC-T004			
	D 0 2 0	抗酸菌分離培養検査							
		1 抗酸菌分離培養（液体培地法）	喀痰		MGIT法	A250-10MIC-T006			
非基幹項目									
11 尿・糞便等検査									
	D 0 0 1	尿中特殊物質定性定量検査							
		3 尿浸透圧	尿		氷点降下法	A250-07CHM-T049			
		9 アルブミン定量（尿）	尿		免疫比濁法	A250-07CHM-T052			
	D 0 0 3	糞便検査							
		1 虫卵検出（集卵法）（糞便）	便		直接法、MGL法、浮遊法、鏡検法	A250-08URN-T009			
		2 糞便塗抹顕微鏡検査（虫卵、脂肪及び消化状況観察を含む。）	便		鏡検法	A250-08URN-T012			
		3 虫体検出（糞便）	便		鏡検法	A250-08URN-T011			
	D 0 0 4	穿刺液・採取液検査							
		2 関節液検査	穿刺液		フローサイトメトリー法、鏡検法	A250-08URN-T005			
		4 髄液一般検査	穿刺液	細胞数	フローサイトメトリー法、鏡検法	A250-08URN-T003			
				蛋白定量	ピロガロールレッド法	A250-07CHM-T035			
				糖定量	酵素法	A250-07CHM-T031			
		5 精液一般検査	分泌液		鏡検法	A250-08URN-T013			

JAB RM205 引用

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル		測定方法	SOP	変更点	日付	備考
12 血液学的検査									
	D 0 0 5	血液形態・機能検査							
		1 赤血球沈降速度（E S R）	血液		ウエスタグレン法	A250-12HEM-T024			
		3 血液浸透圧	血清		氷点降下法	A250-07CHM-T094			
		1 4 骨髓像	骨髓液		鏡検法	A250-12HEM-T019			
	D 0 0 6	出血・凝固検査							
		1 出血時間	耳朶		デューク法	A250-12HEM-T017			
		9 アンチトロンビン活性	血漿		合成基質法	A250-12HEM-T011			
		1 2 凝固因子インヒビター定性（クロスミキシング試験）	血漿		凝固法	A250-12HEM-T015			
		2 8 フィブリンモノマー複合体	血漿		ラテックス比濁法	A250-12HEM-T012			
		2 9 凝固因子（第 X III 因子）	血漿		ラテックス比濁法	A250-12HEM-T013			
13 生化学的検査 I									
	D 0 0 7	血液化学検査							
		6 リパーゼ	血清		合成基質比色法	A250-07CHM-T034			
		1 3 有機モノカルボン酸	血漿	乳酸	酵素法（酸化発色法）	A250-07CHM-T032			
		2 1 1, 5 - アンヒドロ-D - グルシトール（1, 5 A G）、	血漿		酵素比色法	A250-07CHM-T043			
		2 2 C K - M B（蛋白量測定）	血清		ラテックス比濁法	A250-07CHM-T096			
		2 5 フェリチン定量	血清		ラテックス比濁法	A250-07CHM-T095			
		2 6 エタノール	血清		酵素法	A250-06IMM-T043			
		2 7 リボ蛋白（a）	血清		免疫比濁法	A250-07CHM-T026			
		2 8 K L - 6	血清		ラテックス比濁法	A250-07CHM-T099			
		2 9 心筋トロポニン I	血清		CLIA法	A250-06IMM-T004			
		3 0 シスタチン C	血清		ラテックス比濁法	A250-07CHM-T092			
		3 6 ミオグロビン定量	血清		CLIA法	A250-06IMM-T037			
		3 7 亜鉛（Z n）	血清		比色法	A250-07CHM-T054			
		4 7 アセトアミノフェン	血清		HEIA法	A250-06IMM-T044			
		5 9 プロカルシトニン（P C T）定量	血清	PCT定量	CLIA法	A250-06IMM-T047			
14 生化学的検査 II									
	D 0 0 8	内分泌学的検査							
		1 ヒト絨毛性ゴナドトロピン（H C G）定性	尿		イムノクロマト法	A250-08URN-T022			
		6 プロラクチン（P R L）	血清		ECLIA法	A250-06IMM-T027			
		6 甲状腺刺激ホルモン（T S H）	血清		ECLIA法	A250-06IMM-T001			
		1 2 卵胞刺激ホルモン（F S H）	血清		ECLIA法	A250-06IMM-T026			
		1 2 黄体形成ホルモン（L H）	血清		ECLIA法	A250-06IMM-T025			
		1 4 遊離サイロキシン（F T 4）	血清		ECLIA法	A250-06IMM-T003			
		1 4 遊離トリヨードサイロニン（F T 3）	血清		ECLIA法	A250-06IMM-T002			
		1 4 コルチゾール	血清		ECLIA法	A250-06IMM-T048			
		1 8 脳性 N a 利尿ペプチド（B N P）	血漿		CLIA法	A250-06IMM-T035			
		1 8 ヒト絨毛性ゴナドトロピン（H C G）定量	血清		ECLIA法	A250-06IMM-T038			
		2 0 脳性 N a 利尿ペプチド前駆体 N 端フラグメント（N T - p r o B N P）	血清		ECLIA法	A250-06IMM-T049			
		3 3 エストラジオール（E 2）	血清		ECLIA法	A250-06IMM-T024			
	D 0 0 9	腫瘍マーカー							
		2 α - フェト蛋白（A F P）	血清		CLIA法	A250-06IMM-T007			
		3 癌胎児性抗原（C E A）	血清 穿刺液		CLIA法	A250-06IMM-T006			
		4 扁平上皮癌関連抗原（S C C 抗原）	血清		CLIA法	A250-06IMM-T013			
		6 C A 1 5 - 3	血清		CLIA法	A250-06IMM-T012			
		9 前立腺特異抗原（P S A）	血清		CLIA法	A250-06IMM-T008			
		9 C A 1 9 - 9	血清		CLIA法	A250-06IMM-T010			
		1 0 P I V K A - II 定量	血清		CLIA法	A250-06IMM-T014			

JAB RM205 引用

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル		測定方法	SOP	変更点	日付	備考
		1 1 C A125	血清		CLIA法	A250-06IMM-T011			
		3 6 可溶性インターロイキン-2レセプター（s I L - 2 R）	血清		ラテックス比濁法	A250-07CHM-T098			
15 免疫学的検査									
	D 0 1 1 免疫血液学的検査								
		3 Rh（その他の因子）血液型	血液	抗C	赤血球凝集反応	A250-11BLO-T008			
				抗 c	赤血球凝集反応				
				抗E	赤血球凝集反応				
				抗e	赤血球凝集反応				
		4 不規則抗体	血液		赤血球凝集反応	A250-11BLO-T011			
		5 A B O血液型関連糖転移酵素活性	血液	Aトランスフェラーゼ活性	赤血球凝集反応	A250-11BLO-T010			
				Bトランスフェラーゼ活性	赤血球凝集反応				
		7 A B O血液型亜型	血液		赤血球凝集反応	A250-11BLO-T009			
	D 0 1 2 感染症免疫学的検査								
		5 梅毒血清反応（S T S）定量	血清		ラテックス比濁法	A250-06IMM-T051			
		6 梅毒トレポネーマ抗体定量	血清		ラテックス比濁法	A250-06IMM-T050			
		7 アデノウイルス抗原定性（糞便）	便		イムノクロマト法	A250-08URN-T018			
		8 ロタウイルス抗原定性（糞便）	便		イムノクロマト法	A250-08URN-T018			
		1 2 クロストリジオイデス・ディフィシル抗原定性	便		イムノクロマト法	A250-10MIC-T009			
		1 3 H T L V - I 抗体半定量	血清	HTLV- I 抗体定量	ECLIA法	A250-06IMM-T032			
		1 6 H I V - 1 , 2 抗原・抗体同時測定定量	血清	HIV-1,2抗原・抗体同時測定定量	ECLIA法	A250-06IMM-T031			
		1 9 A 群β溶連菌迅速試験定性	その他		イムノクロマト法	A250-08URN-T017			
		2 2 インフルエンザウイルス抗原定性	その他		イムノクロマト法	A250-08URN-T014			
		2 4 R S ウイルス抗原定性	その他		イムノクロマト法	A250-08URN-T015			
		2 5 ヒトメタニューモウイルス抗原定性	その他		イムノクロマト法	A250-08URN-T021			
		2 7 マイコプラズマ抗原定性（免疫クロマト法）	その他		イムノクロマト法	A250-08URN-T023			
		2 8 SARS-CoV-2抗原定性	その他		イムノクロマト法	A250-08URN-T024			
		3 7 大腸菌血清型別	便		抗原抗体反応	A250-10MIC-T002			
		3 8 アデノウイルス抗原定性（糞便を除く。）	その他		イムノクロマト法	A250-08URN-T016			
		4 1 肺炎球菌莢膜抗原定性（尿・髄液）	尿		イムノクロマト法	A250-08URN-T019			
		4 2 （1→3）-β-D-グルカン	血漿		比濁時間分析法	A250-07CHM-T047			
		4 6 レジオネラ抗原定性（尿）	尿		イムノクロマト法	A250-08URN-T020			
		5 2 エンドトキシン	血漿		比濁時間分析法	A250-07CHM-T046	中止	2025.8.1	外注へ 
		6 1 SARS-CoV-2抗原定量	血清		化学発光酵素免疫測定法	A250-11BLO-T062			
	D 0 1 4 自己抗体検査								
		1 寒冷凝集反応	血清	寒冷凝集素	赤血球凝集反応	A250-11BLO-T059			
		1 0 抗サイログロブリン抗体	血清		ECLIA法	A250-06IMM-T039			
		1 1 抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体	血清		ECLIA法	A250-06IMM-T040			
		1 7 抗D N A 抗体定量	血清	ds-DNA	蛍光酵素免疫測定法（FEIA法）	A250-11BLO-T053			
	D 0 1 5 血漿蛋白免疫学的検査								
		4 血清補体価（C H50）	血清		リボソーム免疫測定法	A250-07CHM-T037			
		5 クリオグロブリン定性	血清	クリオグロブリン	寒冷沈殿法	A250-11BLO-T063			
		1 0 β 2 -マイクログロブリン	血清 尿 穿刺液		ラテックス比濁法	A250-07CHM-T093			
		1 1 非特異的 I g E 定量	血清	IgE定量	蛍光酵素免疫測定法（FEIA法）	A250-11BLO-T051			
		1 2 トランスサイレチン（プレアルブミン）	血清		免疫比濁法	A250-07CHM-T033			
		1 3 特異的 I g E 半定量・定量	血清	特異的IgE定量	蛍光酵素免疫測定法（FEIA法）	A250-11BLO-T052			
	D 0 1 6 細胞機能検査								
		2 T細胞サブセット検査（一連につき）	血液		フローサイトメトリー法	A250-11BLO-T056			
		3 T細胞・B細胞百分率	血液		フローサイトメトリー法	A250-11BLO-T056			

JAB RM205 引用

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル		測定方法	SOP	変更点	日付	備考
16 微生物学的検査									
	D 0 1 7	排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査							
		2 保温装置使用アメーバ検査	組織		鏡検法	A250-08URN-T010			
	D 0 2 1	抗酸菌同定（種目数にかかわらず一連につき）							
		抗酸菌同定（種目数にかかわらず一連につき）	喀痰		質量分析法	A250-10MIC-T006			
	D 0 2 2	抗酸菌薬剤感受性検査（培地数に関係なく）							
		抗酸菌薬剤感受性検査（培地数に関係なく）	喀痰		一濃度比率法 液体培地希釈法 微量液体希釈法	A250-10MIC-T008			
	D 0 2 3－2	その他の微生物学的検査							
		3 大腸菌ペロトキシン定性	便		RPLA法	A250-10MIC-T002			
17 遺伝子関連検査・染色体検査									
	a-1	体細胞遺伝子検査(血液腫瘍・移植などの造血器関連検体・生殖由来細胞)(NGS以外)							
		D 0 0 6－6 免疫関連遺伝子再構成	組織		PCR	A250-20PAT-T020			
	b	病原体核酸同定(D023 微生物核酸同定・定量検査)(NGS以外)							
		4 H B V 核酸定量		HBV-DNA	リアルタイムPCR法	A250-11BLO-T064			
		1 4 結核菌群核酸検出	喀痰		LAMP法	A250-10MIC-T007			
		1 5 H C V 核酸定量	血清	HCV-RNA	リアルタイムPCR法	A250-11BLO-T055			
		1 8 H I V－1 核酸定量	血漿	HIV-1-RNA	リアルタイムPCR法	A250-11BLO-T054			
18 その他検査									
	B001 2	特定薬剤治療管理料（薬剤血中濃度測定）							
		ジギタリス製剤	血清	ジゴキシン	KIMS法	A250-06IMM-T020			
		抗てんかん剤	血清	フェニトイン	KIMS法	A250-06IMM-T016			
				フェノバルビタール	KIMS法	A250-06IMM-T015			
		テオフィリン製剤	血清	テオフィリン	KIMS法	A250-06IMM-T021			
		リチウム製剤	血清	リチウム	比色定量法	A250-06IMM-T042			
		バルプロ酸ナトリウム	血清	バルプロ酸	HEIA法	A250-06IMM-T018			
		カルバマゼピン	血清		KIMS法	A250-06IMM-T017			
		シクロスポリン	血液		ECLIA法	A250-06IMM-T033			
		タクロリムス水和物	血液	タクロリムス	ECLIA法	A250-06IMM-T034			
		メトトレキサート	血清		HEIA法	A250-06IMM-T023			
		アミノ配糖体抗生物質、グリコペプチド系抗生物質（バンコマイシン）	血清	バンコマイシン	KIMS法	A250-06IMM-T022			
				ゲンタマイシン	HEIA法	A250-06IMM-T019			
病理学的検査									
31 病理組織標本作製									
	N 0 0 0	病理組織標本作製							
		1 組織切片によるもの（1臓器につき）	組織		ヘマトキシリンエオジン染色 特殊染色	A250-20PAT-T002 A250-20PAT-T003 A250-20PAT-T004 A250-20PAT-T005 A250-20PAT-T006 A250-20PAT-T028			
		2 セルブロック法によるもの（1部位につき）	穿刺液		ヘマトキシリンエオジン染色	A250-20PAT-T016			
	N 0 0 1	電子顕微鏡病理組織標本作製（1臓器につき）							
		電子顕微鏡病理組織標本作製（1臓器につき）	組織		電子染色	A250-20PAT-T015			
	N 0 0 2	免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製							
		1 エストロジェンレセプター	組織		ペンタナI-VIEWコンフォームER(SP1)	A250-20PAT-T009			
		2 プロジェステロンレセプター	組織		ペンタナI-VIEWコンフォーム	A250-20PAT-T009			
		3 H E R 2 タンパク	組織		ペンタナI-VIEWバスウエーHER2(4B5)	A250-20PAT-T009			

JAB RM205 引用

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル		測定方法	SOP	変更点	日付	備考
		5 C C R 4 タンパク	組織		ポテリジオテストIHC	A250-20PAT-T013			
		6 A L K 融合タンパク	組織		ヒストファイン ALK iAEP キット	A250-20PAT-T011			
		8 その他（1臓器につき）	組織		LSAB法	A250-20PAT-T009			
	N 0 0 3	術中迅速病理組織標本作製（1手術につき）							
		術中迅速病理組織標本作製（1手術につき）	組織		ヘマトキシリンエオジン染色	A250-20PAT-T025			
	N 0 0 3 - 2	迅速細胞診							
		迅速細胞診	その他		パパニコロウ染色	A250-20PAT-T016			
	N 0 0 4	細胞診（1部位につき）							
		1 婦人科材料等によるもの	その他		パパニコロウ染色	A250-20PAT-T016			
		2 穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの	穿刺液		パパニコロウ染色	A250-20PAT-T016			
	N 0 0 5	HER 2 遺伝子標本作製							
		HER 2 遺伝子標本作製	組織		パスビジョンHER-2 DNA プローブ キット	A250-20PAT-T017			
	N 0 0 5 - 3	PD - L 1 タンパク免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製							
		PD - L 1 タンパク免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製	組織		PD-L1 IHC 22C3 pharmDX ダコ	A250-20PAT-T009			
生理学的検査									
101 生理学的検査									
	a	呼吸機能検査							
	D 2 0 0	スパイログラフィー等検査							
		1 肺気量分画測定（安静換気量測定及び最大換気量測定を含む。）	肺		オートスパイロメータ SYSTEM21 オートスパイロメータ SYSTEM7w	A250-16PUL-T001			
		2 フローボリュームカーブ（強制呼出曲線を含む。）	肺		オートスパイロメータ SYSTEM21 オートスパイロメータ SYSTEM7w	A250-16PUL-T002			
		3 機能的残気量測定	肺		オートスパイロメータ SYSTEM21	A250-16PUL-T005			
	D 2 0 2	肺内ガス分布							
		2 クロージングボリューム測定	肺		オートスパイロメータ SYSTEM21	A250-16PUL-T003			
	D 2 0 3	肺胞機能検査							
		1 肺拡散能力検査	肺		オートスパイロメータ SYSTEM21	A250-16PUL-T004			
	b	循環機能検査							
	D 2 0 8	心電図検査							
		1 四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導	心臓		cardiofax V ECG-1550 cardiofax G ECG-2550	A250-14ECG-T001			
	D 2 1 0	ホルター型心電図検査							
		ホルター型心電図検査	心臓		RAC-2103 RAC-3103 RAC-5103	A250-14ECG-T005			
	c	超音波検査							
	D 2 1 5	超音波検査							
		心臓超音波検査	心臓		Vivid E95 Vivid E9 EPIQ CVx EPIQ 7 Aplio i800	A250-14ECG-T003			
		下肢血管	下肢	下肢動脈	Aplio i800	A250-14ECG-T013			
				下肢静脈	Aplio i800	A250-14ECG-T014			
		腹部	腹部		LOGIQ E10 LOGIQ S8 LOGIQ E9 LOGIQ Fortis	A250-15AUS-T001			

JAB RM205 引用

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル		測定方法	SOP	変更点	日付	備考
		腎動脈	腹部		LOGIQ E10 LOGIQ Fortis	A250-15AUS-T002			
		血管	頸部	頸部血管	LOGIQ E10 LOGIQ S8 LOGIQ E9 LOGIQ Fortis	A250-15AUS-T004			
			頭部	側頭動脈	LOGIQ E10 LOGIQ Fortis	A250-15AUS-T003			
			上腕	上腕血管 （透析血管）	LOGIQ E10 LOGIQ S8 LOGIQ E9 LOGIQ Fortis	A250-15AUS-T005			
			頸部	表在頸部 （リンパ節含む）	LOGIQ E10 LOGIQ S8 LOGIQ E9 LOGIQ Fortis	A250-15AUS-T006			
		体表	体表	表在他 （皮膚科領域）	LOGIQ E10 LOGIQ S8 LOGIQ E9 LOGIQ Fortis	A250-15AUS-T007			
			乳房	乳房	LOGIQ E9	A250-15AUS-T008			
	d 脳波検査								
	D 2 3 5 脳波検査（過呼吸、光及び音刺激による負荷検査を含む。）								
		脳波検査（過呼吸、光及び音刺激による負荷検査を含む。）	脳		Neurofax EEG-1218 Neurofax EEG-1214	A250-17EEG-T001			